

NUEVO Fit3.0

Recupera la fuerza, el tono muscular y alivia el dolor.

Incluyendo todas las características de electroestimulación básicas y la tecnología MI, Fit 3.0 también ofrece programas de masaje para adeptos al fitness que practican su actividad 3 veces por semana.



Público

Para los adeptos al fitness y al gimnasio.

Producto +



MI-SCAN

Escanea el músculo y automáticamente ajusta los parámetros del electroestimulador a tu fisiología.

Categoría de programas

Recuperación/Masaje:

Masaje relajante • Masaje regenerativo

Anti-dolor:

Anti-dolor TENS • Descontracturante • Dolor muscular • Dolor cervical • Dolor lumbar • Tendinitis • Piernas pesadas • Prevención calambres

Rehabilitación:

Amiotrofia

Fitness:

Reafirmar brazos • Tonificar muslos • Fortalecer abdomen • Aumentar pectoral • Definir abdominales • Esculpir glúteos • Musculación • Capilarización • Drenaje linfático

Contenido de Set

Estimulador
Set de 4 cables Snap
Cable MI-Sensor
Cargador
Clip de cinturón
2 bolsas de electrodos Snap 5x10 cm
2 bolsas de electrodos Snap 5x5 cm
Bolsa de transporte
Manual de instrucciones

Características técnicas

Tecnología	Cables
Número de canales	4
Potencia	120mA, 150Hz, 400us
Garantía	2 años + 1 adicional*

*+1 año de garantía si te registras en nuestra web

Referencia

2534116 SET FIT3.0 MULTILINGUAL EU PLUG
2534660 SET FIT3.0 MULTILINGUAL US PLUG
2534960 SET FIT3.0 MULTILINGUAL UK PLUG
2534120 SET FIT3.0 MULTILINGUAL AUS PLUG

Código EAN

7640109600232

Peso neto del set

1.3 kg

Medidas del set

27.2 x 17.5 x 12 cm

