

# NUEVO SP 2.0

Tonifica tu musculatura, define tu cuerpo, te ayuda a relajar y recuperar más rápido.

Con todas las características básicas de electroestimulación y la tecnología MI, SP 2.0 es el compañero ideal para deportistas que practican su actividad 1 ó 2 veces por semana.

## Público

Para el deportista ocasional, que practica su deporte 1 ó 2 veces por semana.

## Producto +



### MI-SCAN

Escanea el músculo y automáticamente ajusta los parámetros del electroestimulador a tu fisiología.

## Categoría de programas

### Preparación física:

Resistencia • Fuerza resistencia • Fuerza • Fuerza explosiva • Musculación • Calentamiento • Capilarización

### Recuperación/Masaje:

Recuperación entrenamiento • Masaje relajante • Disminución agujetas

### Anti-dolor:

Anti-dolor TENS • Descontracturante • Dolor muscular • Dolor lumbar • Piernas pesadas • Prevención calambres

### Fitness:

Reafirmar brazos • Tonificar muslos • Definir abdominales • Esculpir glúteos

## Contenido de Set

Estimulador  
Set de 4 cables Snap  
Cable MI-Sensor  
Cargador  
Clip de cinturón  
2 bolsas de electrodos Snap 5x10 cm  
2 bolsas de electrodos Snap 5x5 cm  
Bolsa de transporte  
Manual de instrucciones



## Características técnicas

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tecnología        | Cables                |
| Número de canales | 4                     |
| Potencia          | 120mA, 150Hz, 400us   |
| Garantía          | 2 años + 1 adicional* |

\*+1 año de garantía si te registras en nuestra web

## Referencia

2535116 SET SP2.0 MULTILINGUAL EU PLUG  
2535660 SET SP2.0 MULTILINGUAL US PLUG  
2535960 SET SP2.0 MULTILINGUAL UK PLUG  
2535120 SET SP2.0 MULTILINGUAL AUS PLUG

## Código EAN

7640109600201

## Peso neto del set

1.3 kg

## Medidas del set

27.2 x 17.5 x 12 cm



**Compex**<sup>®</sup>

Your intelligent training partner