

# NUEVO SP 6.0

Optimiza tu fuerza y resistencia,  
recupera más rápido, previene lesiones  
y alivia el dolor.

Pensado para deportistas que entrenan diariamente,  
SP 8.0 es el producto líder en electroestimulación.  
Conectable y evolutivo, SP 8.0 integra la nueva función  
MI-Autorange que aporta, continuamente, mejores  
resultados.



## Público

Para un practicante de deporte de forma regular, que lo practica más de 3 veces por semana. Para el amante de la alta tecnología.

## Producto +



### MI-SCAN

Escanea el músculo y automáticamente ajusta los parámetros del electroestimulador a tu fisiología.

### MI-RANGE

Indica el nivel óptimo de estimulación durante la realización de los programas de Recuperación y Masaje.

## Categoría de programas

### Preparación física:

Resistencia • Fuerza resistencia • Fuerza • Fuerza explosiva • Cross training • Estabilización core • Hipertrofia • Musculación • Calentamiento • Capilarización

### Recuperación/Masaje:

Recuperación entrenamiento • Recuperación post-competición • Masaje relajante • Disminución agujetas • Masaje regenerativo

### Anti-dolor:

Anti-dolor TENS • Descontracturante • Dolor muscular • Dolor cervical • Dolor lumbar • Tendinitis • Piernas pesadas • Prevención calambres

### Rehabilitación:

Amiotrofia • Fortalecimiento

### Fitness:

Reafirmar brazos • Tonificar muslos • Fortalecer abdomen • Definir abdominales • Esculpir glúteos

## Contenido de Set

Estimulador  
4 módulos  
Estación de carga  
Cargador  
2 bolsas de electrodos Snap 5x10 cm  
2 bolsas de electrodos Snap 5x5 cm  
2 bolsas de electrodos Snap 5x10 cm (11 clip)  
Bolsa de transporte  
Cable USB  
Manual de Instrucciones

## Características técnicas

Tecnología	Wireless
Número de canales	4
Potencia	120mA, 150Hz, 400us
Garantía	2 años + 1 adicional*

\*+1 año de garantía si te registras en nuestra web

## Referencia

2538116 SET WIRELESS SP6.0 MULTILINGUAL EU PLUG  
2538660 SET WIRELESS SP6.0 MULTILINGUAL US PLUG  
2538960 SET WIRELESS SP6.0 MULTILINGUAL UK PLUG  
2538120 SET WIRELESS SP6.0 MULTILINGUAL AUS PLUG

## Código EAN

7640109600249